

既存規格製品（医薬発 888 号）と新規格製品（ISO 80369-3）の接続について

- 既存規格製品と新規格製品は、その形状の違いにより、異なる規格のコネクタ部は接続できません。
- 弊社では形状での識別と共に、色の違いによって、より明確な識別を可能とするために、コネクタ部等に採用している色調を「黄色」から、「紫色」に変更致します。




図 1 既存規格と新規格の形状の違い

■経腸栄養分野の小口径コネクタ対象部分










図 2 変更される対象部分

製品例	既存規格 (医薬発第 888 号)	新規格 (ISO 80369-3)
注入器		
栄養セット (カテーテル側)		
栄養カテーテル (等)		





製品例	既存規格 (医薬発第 888 号)	新規格 (ISO 80369-3)
栄養セット ※ 上下コネクタ クランプに着色		
注入器 ※ 押し子に着色		

図 3 新規格製品見本 (JMS)




図 4 既存規格と新規格を接続するための変換コネクタ (2 年後には販売中止)